

ESWT-Applikatoren für das R-SW-Handstück »FALCON«

STORZ MEDICAL




Standardapplikatoren Triggerpunkte/Enthesiopathien

A6 »Point«



- Ø 6 mm, AkuSt-Applikator
- Stosswellenakupunktur, Triggerpunkte
- Eindringtiefe: 0 – 20 mm
- Intensität: ●●●●●●●●●●

T10 »Finger«




- Ø 10 mm, Trigger-Applikator
- Triggerpunkte, tiefliegende Enthesiopathien
- Eindringtiefe: 0 – 40 mm
- Intensität: ●●●●●●●●●●

C15 »Ceramic Energy«




- Ø 15 mm, CERAmA-x®-Applikator
- Alle Sehnenansatzerkrankungen
- Eindringtiefe: 0 – 30 mm
- Intensität: ●●●●●●●●●●

Ro40 »Beam«



- Ø 15 mm, »Beam«-Applikator
- Alle Sehnenansatzerkrankungen
- Eindringtiefe: 0 – 35 mm
- Intensität: ●●●●●●●●●●

DI15 »Golden Depth«



- Ø 15 mm, Deep Impact®-Applikator
- Tiefliegende Krankheitsbilder, chronische Erkrankungen, lokale Triggerpunkte
- Eindringtiefe: 0 – 50 mm
- Intensität: ●●●●●●●●●●

F15 »White Soft«



- Ø 15 mm, »Focus-Lens«-Applikator
- Oberflächennahe Schmerzzonen, Kaumuskulatur, HWS
- Eindringtiefe: 0 – 30 mm
- Intensität: ●●●●●●●●●●


Standardapplikatoren Myofasziale Behandlung

D20-S »Standard Oscillator«




- Ø 20 mm, D-ACTOR®-Applikator
- Muskel- und Bindegewebe
- Eindringtiefe: 0 – 50 mm
- Intensität: ●●●●●●●●●●

D20-T »Golden Oscillator«



- Ø 20 mm, D-ACTOR®-Applikator
- Für Athleten im Profi-Sport, hochenergetischer Einsatz
- Eindringtiefe: 0 – 50 mm
- Intensität: ●●●●●●●●●●

D35-S »Large Oscillator«



- Ø 35 mm, D-ACTOR®-Applikator
- Muskel- und Bindegewebe, grosse Muskeln
- Eindringtiefe: 0 – 60 mm
- Intensität: ●●●●●●●●●●

ESWT-Applikatoren für das R-SW-Handstück »FALCON«

STORZ MEDICAL



PERI-ACTOR®-Applikatoren (nach Swart/Di Maio) Faszienbehandlung (max. Druck bis 3 bar)

PERI-ACTOR® »knuckle«



Behandlung aller
mittleren und grossen Faszien z.B.

- Rückenfaszie, Plantarfaszie
- Triggerbänder
- Faszien im Schulter- und Nackenbereich

PERI-ACTOR® »scoop«



Behandlung an bzw.
unter den Knochenkanten z.B.

- Vorderer Beckenkamm
- Tibiakante
- Ellbogen

PERI-ACTOR® »sphere«



Punktueller Behandlung von Faszien z.B.

- Plantarfaszie
- Fussgewölbe
- Handrücken
- Triggerpunkte
- HWS

PERI-ACTOR® »scraper«



Behandlung aller Faszien
des Bewegungsapparats

- Fascia Cruris
- Fascia Thoracolumbalis
- Triggerbänder
- Fascia Lata

SPINE-ACTOR®-Applikatoren Behandlung der paravertebralen Muskulatur (max. Druck bis 3 bar)

SPINE-ACTOR® 1



- Spannweite: 20 mm

SPINE-ACTOR® 2



- Spannweite: 27,5 mm

SPINE-ACTOR® 3



- Spannweite: 35 mm

Behandlung der paravertebralen Muskulatur der zervikalen, thorakalen und lumbalen Wirbelsäule z.B. Behandlung der paravertebralen Rückenmuskulatur, Funktionsstörungen der Wirbelsäulenmuskulatur, muskuläre Dysbalancen und Schmerzzustände sowie Triggerpunkte